



## 红星 Mix | 2×Taq PCR StarMix with Loading Dye (Cat#A012)

### ★ 产品介绍

红星Mix是国内最早商业化的一管化Taq Mix产品,打破了进口试剂的“垄断”地位。由于其优异的产品性能,特殊的视觉体验,及其使用的便捷性,已经畅销十余年,总销量超过了千万毫升,服务了近万家科研/工业实验室。作为GenStar的明星产品,红星Mix绝对是您科研实验中的不二之选。


### ★ 产品特点

- **操作简便:** 优化的一管化预混型试剂,可直接电泳上样;
- **颜色鲜明:** 红色染料,更加醒目;
- **适用性广:** 适用于植物、动物、菌液等各类样本;
- **性能稳定:** 4°C保存 3~6 个月,或反复冻融 50 次,扩增性能无变化。


### ★ 红星 Mix 产品列表

产品名称	货号	规格	目录价(¥)
	A012-01	1 ml	49
2×Taq PCR StarMix with Loading Dye	A012-05	1 ml×5	229
2×Taq 预混 PCR 反应体系 (含染料)	A012-10	1 ml×10	399
	A012-100	1 ml×100	3599

► 适用范围广泛: 不同模板、不同长度扩增结果



► 稳定性高: 红星 Mix 的稳定性检测



SCI 文章支持+众多的使用客户

1. Yue Xu, Ping Zhou, Sen Cheng, et al. A Bacterial Effector Reveals the V-ATPase-ATG16L1 Axis that Initiates Xenophagy. Cell. 2019 Jul 25;178(3):552-566.e20. doi:10.1016/j.cell.2019.06.007. IF:24.38  
中国科学院生物物理研究所 the PCR reaction(50 μL)contained 25 μL of 2×Taq PCR StarMix(GenStar, A012)
  2. Yan Wang, Zunyun Fu, Xutong Li, et al. Cytoplasmic DNA sensing by KU complex in aged CD4+T cell potentiates T cell activation and aging-related autoimmune inflammation. Immunity. 2021 Apr 13;54(4):632-647.e9. doi:10.1016/j.immuni.2021.02.003. IF:22.553  
中国科学院上海分院 2xTaq PCR StarMix with Loading Dye GenStar Cat#A012
- .....



康润生物, 伴您生命科学成功之路。

康润生物 北京市昌平区生命园路4号院博雅CC 1号楼A座6层 102206  
T 400-666-3332 E tech.service@gene-star.com www.gene-star.com

